





# クイックシステム

取扱説明

# クイックシステム取扱説明書



# 取扱手順



1. 石膏モデル仕上げ



2. 接着用穴を作る(接着が取れた時のガイドになる)-----



3. カットする位置にラインを引く



4. 接着剤を塗布



5. 接着できたことを確認して線の位置で切断(切断する際接着が取れないように注意)-----



6. バリなど仕上げ



7. ワックスで反対側のモデルを固定する



7. 咬合器にセットする-----




# 取扱手順



8. 相対側の資料台に石膏を盛り咬合器に固定する-----



8. 欠損部の補綴作業を行う-----



8. ビルドアップして終了-----

